	Утверждено:
Директором ООО «П	РОСТО Стоматология»
	/ Кафарна Ш.Х.
« »	202 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ООО «ПРОСТО Стоматология»

Наименование услуги	Стоимость, руб.
Терапевтическая стоматология	
Осмотр	бесплатно
Консультация	300
Стерильный набор	200
Анестезия	350
Рентген	300
Установка коффердама	450
Лечение кариеса (поверхностного, среднего,	глубокого)
Реставрация зуба пломбой Filtek Z550/ Gradia	4.000
Charisma	3.000
Filtek Z250, Estelite	3.000
Filtek Z550	3.500
Gradia Direct	3.500
Asteria	4.000
Лечение пульпита	
(формирование полости, раскрытие полости зуба медикаментозная обработка каналов, пломбирование временной пломбы)	
1-канальный зуб (ручной)	2.000
1-канальный зуб (установка)	2.500
2-канальный зуб (ручной)	2.500
2-канальный зуб (установка)	3.000
3-канальный зуб (ручной)	3.500
3-канальный зуб (установка)	4.000
4 (и более)-канальный зуб (ручной)	4.000
4 (и более)-канальный зуб (установка)	4.500
Фиксация анкерного штифта	700
Стекловолоконный штифт	1.000

Наименование услуги	Стоимость, руб.
Лечение периодонтита	
(удаление старой пломбы, формирование полости, раск распломбировка каналов, механическая и медикаментозна временное пломбирование каналов, наложение временной пло	я обработка каналов,
Наложение кальсепт (лечебный материал)	1.000
1-канальный зуб (ручной)	2.000
1-канальный зуб (установка)	2.500
2-канальный зуб (ручной)	2.500
2-канальный зуб (установка)	3.000
3-канальный зуб (ручной)	3.000
3-канальный зуб (установка)	3.500
4 (и более)-канальный зуб (ручной)	4.000
4 (и более)-канальный зуб (установка)	4.500

Наименование услуги	Стоимость, руб.
Хирургическая стоматология	
Осмотр	бесплатно
Консультация	300
Анестезия	350
Удаление зуба однокорневого	2.000
Удаление зуба многокорневого	2.200
Удаление зуба мудрости	3.500
Использование гемостатических препаратов	500
Использование шовного материала	1.000
Периостомия	1.500
Операция резекции верхушки корня	5.000
Операция удаления ретинированного 8-го зуба	5.000
Перикоронарит (иссечение «капюшона»)	1.500

Наименование услуги	Стоимость, руб.
Ортопедическая стоматология	
Осмотр	бесплатно
Консультация	300
Анестезия	350
Коронка цельнолитая	4.500
Коронка металлокерамика	8.000
Временная коронка	1.500
Временная коронка фрезерованная	2.500
Винир, наладка, коронка из прессованной керамики е.max	25.000
Коронка на основе диоксида циркония	20.000
Культевая вкладка	3.500
Снятие коронки штампованной	500
Снятие коронки литой, металлокерамической	700
Фиксация коронки	600
Съемные пластиночные протезы (акрил) полные	18.000
Съемные пластиночные протезы (акрил) частичные	18.000
Съемные пластиночные протезы (нейлон) полные (от 3 зубов)	27.000
Съемные пластиночные протезы (нейлон) (частичные до 3 зубов)	16.500
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией	35.000
Бюгельный протез с замковой фиксацией	40.000
Изготовление индивидуальной ложки	500
Перебазировка, починка съемного пластиночного протеза	3.500
Приварка кламмера на акриловый протез	2.000
Починка съемного протеза из ацетала, нейлона	4.500
Слепок альгинатным материалом	1.000
Слепок силиконовым материалом	1.500

Наименование услуги	Стоимость, руб.
Профессиональная гигиена полости рта	от 2.000 до 4.500

Профессиональная чистка зубов позволяет за одну процедуру удалить зубной налет и зубной камень. Обычно она состоит из чистки ультразвуковым скелером, затем абразивом с подачей воздуха Air Flow и полировкой зубов с последующим нанесением защитного лака. После процедуры уменьшается количество болезнетворных бактерий в полости рта, это улучшает микрофлору и повышает местный иммунитет.

Профессиональное отбеливание зубов ZOOM4

10.000

ZOOM4 представляет собой более совершенную прогрессивную систему отбеливания, которая помимо того, что не имеет недостатков, экономит время пребывания пациента в стоматологическом кресле и бережно воздействует на глубокие и поверхностные слои зубов.

Процедура ZOOM4 занимает 45 минут.

Противопоказания к отбеливанию зубов ZOOM

- -беременность и период лактации;
- -возраст до 16 лет;
- -аллергия на компоненты/вещества, используемые в ZOOM4;
- -онкологические заболевания;
- -расстройства психики, эпилепсия;
- -прием лекарственных препаратов, повышающих чувствительность эмали к ультрафиолету (определенные группы антибиотиков, оральные контрацептивы).

Проведение процедуры запрещено при наличии в ротовой полости кариозных зубов, воспалении десен (гингивит, пародонтит).

Перед ZOOM4 врач-стоматолог обязательно проводить профессиональную гигиену полости рта, которая подразумевает снятие зубных отложений и камней. Это необходимо для последующего равномерного отбеливания зубов ZOOM4. После профессиональной гигиены пациенту выдается реминерализирующий гель, которым пациент самостоятельно пользуется в течение 1-2 недель.

Профессиональное отбеливание зубов Opalescence Boost

10.000

Данная методика позволяет быстро, качественно и безболезненно отбелить зубы в кабинете стоматолога. Её применяют для отбеливания одного зуба, зоны улыбки или всех имеющихся зубов. С помощью Opalescence можно:

- -осветлить эмаль на 6-10 тонов в зависимости от первоначального состояния;
- -провести полноценное отбеливание всего за один сеанс;
- -отказаться от использования специализированных ламп и лазера, которым обычно осветляют эмаль;
- -провести процедуру отбеливания в сложнодоступных местах и между зубами.

Наименование услуги Классическая имплантация Двухэтапная или классическая имплантация зубов подразумевает вкручивани импланта в кость, затем — его приживление в течение нескольких месяцев, а посл — фиксацию протеза. Но классика возможна лишь при одном условии — костно ткани будет достаточно для вживления довольно массивных по размер имплантов. ROOTFORM Высокая первичная стабильность во всех типах кости Активная самонарезающая резьба Надежное конусное соединение имплантата с абатментом Однофазная имплантация На сегодняшний день одноэтапная имплантация с моментальной нагрузкой вершина эволюции в восстановлении зубов:
Двухэтапная или классическая имплантация зубов подразумевает вкручивани импланта в кость, затем – его приживление в течение нескольких месяцев, а посл – фиксацию протеза. Но классика возможна лишь при одном условии – костно ткани будет достаточно для вживления довольно массивных по размер имплантов. ROOTFORM Высокая первичная стабильность во всех типах кости Активная самонарезающая резьба Надежное конусное соединение имплантата с абатментом Однофазная имплантация На сегодняшний день одноэтапная имплантация с моментальной нагрузкой вершина эволюции в восстановлении зубов:
импланта в кость, затем — его приживление в течение нескольких месяцев, а посл — фиксацию протеза. Но классика возможна лишь при одном условии — костно ткани будет достаточно для вживления довольно массивных по размер имплантов. ROOTFORM Высокая первичная стабильность во всех типах кости Активная самонарезающая резьба Надежное конусное соединение имплантата с абатментом Однофазная имплантация На сегодняшний день одноэтапная имплантация с моментальной нагрузкой вершина эволюции в восстановлении зубов:
 фиксацию протеза. Но классика возможна лишь при одном условии – костно ткани будет достаточно для вживления довольно массивных по размер имплантов. ROOTFORM 25.000 Высокая первичная стабильность во всех типах кости Активная самонарезающая резьба Надежное конусное соединение имплантата с абатментом Однофазная имплантация На сегодняшний день одноэтапная имплантация с моментальной нагрузкой вершина эволюции в восстановлении зубов:
ткани будет достаточно для вживления довольно массивных по размер имплантов. ROOTFORM Высокая первичная стабильность во всех типах кости Активная самонарезающая резьба Надежное конусное соединение имплантата с абатментом Однофазная имплантация На сегодняшний день одноэтапная имплантация с моментальной нагрузкой вершина эволюции в восстановлении зубов:
имплантов. ROOTFORM Высокая первичная стабильность во всех типах кости Активная самонарезающая резьба Надежное конусное соединение имплантата с абатментом Однофазная имплантация На сегодняшний день одноэтапная имплантация с моментальной нагрузкой вершина эволюции в восстановлении зубов:
ROOTFORM Высокая первичная стабильность во всех типах кости Активная самонарезающая резьба Надежное конусное соединение имплантата с абатментом Однофазная имплантация На сегодняшний день одноэтапная имплантация с моментальной нагрузкой вершина эволюции в восстановлении зубов:
Высокая первичная стабильность во всех типах кости Активная самонарезающая резьба Надежное конусное соединение имплантата с абатментом Однофазная имплантация На сегодняшний день одноэтапная имплантация с моментальной нагрузкой вершина эволюции в восстановлении зубов:
Активная самонарезающая резьба Надежное конусное соединение имплантата с абатментом Однофазная имплантация На сегодняшний день одноэтапная имплантация с моментальной нагрузкой вершина эволюции в восстановлении зубов:
Надежное конусное соединение имплантата с абатментом Однофазная имплантация На сегодняшний день одноэтапная имплантация с моментальной нагрузкой вершина эволюции в восстановлении зубов:
На сегодняшний день одноэтапная имплантация с моментальной нагрузкой вершина эволюции в восстановлении зубов:
вершина эволюции в восстановлении зубов:
- кость не нужно увеличивать в размерах даже при ее сильной атрофии, экономи
и сокращение срока лечения;
- маневренность для установки имплантов - больше возможностей для решени
проблемы;
- новые зубы – всего за неделю, хороший уровень эстетики и жевательная функци
возвращаются сразу, - практически отсутствие боли и дискомфорта после установки импланто
онстрый процесс реабилитации.
COMPRESSIVE 25.000
Специальная компрессионная резьба
Немедленная нагрузка
Регулируемый угол наклона абатмента
В соответствии с концепцией FILO может устанавливаться с
базальными имплантатами в крыловидной зоне для полной
реабилитации
BASAL 25.000
Идеально подходит в случаях резорбции костной ткани
Немедленная нагрузка
Установка в лунку удаленного зуба
Надежная защита от периимплантита
Регулирование угла абатмента до 15°
Протезирование на имплантатах 20.000
металлокерамической коронкой